

Návod k použití zdravotnického prostředku ALPA Active gel mentol 75 g

Před použitím zdravotnického prostředku ALPA Active gel mentol si pečlivě prostudujte tento návod.

Poznámky:

- Návod k použití ALPA Active gel mentol by měl být považován za součást zdravotnického prostředku.
- Tento návod k použití by měl být uchováván po celou dobu použitelnosti zdravotnického prostředku ALPA Active gel mentol.

Popis zdravotnického prostředku / účel použití:

Zdravotnický prostředek ALPA Active gel mentol je určen k léčbě a zmírnění bolesti kloubů – zejména při degenerativních změnách a bolesti svalů, také po nadměrné fyzické námaze.

Zdravotnický prostředek ALPA Active gel mentol je určen pro širokou škálu uživatelů bez jakýchkoliv zvláštních omezení, pokud jde o délku používání.

Popis mechanismu účinku ALPA Active gel mentol, vlastnosti z hlediska účinnosti a očekávané klinické přínosy:

Zdravotnický prostředek ALPA Active gel mentol má vhodné kluzné vlastnosti díky své viskozitě a hustotě.

Tyto parametry zajišťují optimální přenos sil při masáži a zajišťují její vysokou účinnost. Díky tomu je docíleno snížení bolesti.

Viskozita a hustota zdravotnického prostředku ALPA Active gel mentol jsou vhodně zvoleny podle typu, plochy a požadovaného minimálního času masáže bolestivého místa. Masáž by měla být prováděna až do prvních známek absorpce a vymizení gelu.

Masáž prováděná se zdravotnickým prostředkem ALPA Active gel mentol zlepšuje prokrvení masírované oblasti a snižuje svalové napětí, což snižuje bolestivost svalů a kloubů a jejich okolí.

Fyzikální vlastnosti ALPA Active gel mentol zabezpečují terapeutický účinek. Gel obsahuje základní látky na bázi vody, lihu, ricinového oleje, gelotvorné přísady a mentolu. Jeho unikátní chemické složení stanovuje viskozitu a hustotu gelu a zajišťuje tak dostatečný skluz při masáži. Obsah mentolu také poskytuje další efekt v podobě příjemné a uvolňující vůně.

Způsob použití:

Gel je určen k zevnímu použití. Podle potřeby naneste na dlaň vhodné množství gelu vzhledem k velikosti masírovaného povrchu.

Vmasírujte gel do prvních příznaků absorpce, několikrát denně. Je vhodnější provádět masáž střídavě kruhovými a vratnými pohyby.

Po vymizení symptomů lze gel používat ještě po několik dní.

POZNÁMKA; použití zdravotnického prostředku ALPA Active gel mentol chrání pokožku před oděrem a jinými poškozeními, které mohou vzniknout při masáži bez použití kluzných látek.

Kontraindikace:

- Alergie na některou z obsažených složek.
- Neaplikujte na rány a poškozenou kůži.
- Nevhodné pro děti do 3 let.

Upozornění:

- Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě vzniku jakýchkoli komplikací se poraďte s ošetřujícím lékařem.
- Neaplikujte na oči a sliznice.
- Nepoužívat v případě poškození plomby na tubě.
- Při použití zdravotnického prostředku ALPA Active gel mentol nebyly popsány nežádoucí žádné vedlejší účinky typu alergií, zvýšení bolestivosti atp. Lehké kožní podráždění (svědění) u precitlivělých osob není na závadu.
- Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti se zdravotnickým prostředkem, by měla být hlášena výrobcem a příslušnému orgánu členského státu (www.sukl.cz).

Složení:

40 % Alcohol Denat., 0,8 % Menthol, 0,8 % Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Triethanolamine, Parfum, Cinnamal, Citral, Eugenol, d-Limonene, Linalool, CI 42090.

Podmínky použití, skladování, dopravy a likvidace:

Skladujte v suchu, při teplotě 5–25 °C, nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Po otevření spotřebujte do 12 měsíců, poté zlikvidujte.

Výrobek je možné zlikvidovat naředěním vodou a spláchnutím do odpadu.

Balení:

Tuba 75 g

Výrobce:

ALPA, a.s.









Hornoměstská 378

594 01 Velké Meziříčí

Česká republika

www.alpa.cz

Vysvětlení použitých symbolů:

	Výrobce		Čtěte návod k použití
	Číslo výrobní dávky		Datum expirace
	Chránit před slunečním zářením		Po otevření použijte do 12 měsíců
	Omezení teploty při skladování a přepravě		Zdravotnický prostředek

Návod k použití, rev. 3.0, datum: 25.05.2021