



ALPHA

ActiveGel 40 / 125 ml

Před použitím zdravotnického prostředku ActiveGel si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Poznámky: Návod k použití ActiveGel by měl být považován za součást zdravotnického prostředku. Tento návod k použití by měl být uchovávaný po celou dobu použitelnosti zdravotnického prostředku ActiveGel.

Popis zdravotnického prostředku / účel použití: Zdravotnický prostředek ActiveGel je určen k léčbě a zmírnění bolesti zad, neuralgie a bolesti při degenerativním onemocnění kloubů. Včasná masáž s využitím zdravotnického prostředku ActiveGel může také zabránit zhoršení symptomů. Zdravotnický prostředek ActiveGel je určen pro širokou škálu uživatelů bez jakýchkoliv zvláštních omezení, pokud jde o délku používání.

Popis mechanismu účinku ActiveGel, vlastnosti z hlediska účinnosti a očekávané klinické přínosy: Zdravotnický prostředek ActiveGel má vhodné klíčové vlastnosti díky své viskozitě a hustotě. Tyto parametry zajišťují optimální přenos síly při masáži a zajišťují její vysokou účinnost. Díky tomu je docíleno snížení bolesti. Viskozita a hustota zdravotnického prostředku ActiveGel jsou vhodně zvoleny podle typu, plochy a požadovaného minimálního času masáže bolestivého místa. Masáž by měla být prováděna až do prvních známek absorpce a vymizení gelu. Masáž prováděná se zdravotnickým prostředkem ActiveGel také zajišťuje účinek myorelaxace, která také snižuje bolest páteře a zad.

Fyzikální vlastnosti ActiveGel zabezpečují terapeutický účinek. Gel obsahuje základní látky na bázi vody, lihu, mentolu, ricinového oleje, gelotvorné přísady a extraktu hřebíčku. Jeho unikátní chemické složení stanovuje viskozitu a hustotu gelu a zajišťuje tak dostatečný skluz při masáži. Obsah hřebíčku také poskytuje další efekt v podobě příjemné a uvolňující vůně.

Způsob použití: Gel je určen k zevnímu použití. Podle potřeby naneste na dlaň vhodné množství gelu vzhledem k velikosti masírovaného povrchu. Vmasírujte gel do prvních příznaků absorpce, několikrát denně. Je vhodnější provádět masáž střídavě s kruhovými a vratnými pohyby. Po vymizení symptomů lze gel používat ještě po několik dní.

POZNÁMKA: použití zdravotnického prostředku ActiveGel chrání pokožku před oděrem a jinými poškozeními, které mohou vzniknout při masáži bez použití kluzných látek.

Kontraindikace: Alergie na některou z obsažených složek. Neaplikujte na rány a poškozenou kůži. Nevhodné pro děti do 3 let.

Upozornění: Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vzniku jakýchkoli komplikací se poraďte s ošetřujícím lékařem. Neaplikujte na oči a sliznice. Při použití zdravotnického prostředku ActiveGel nebyly popsány nežádoucí žádné vedlejší účinky typu alergií, zvýšení bolestivosti atp. Lehké kožní podráždění (svědění) u přecitlivělých osob není na závadu. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti se zdravotnickým prostředkem, by měla být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu (www.sukl.cz).

Podmínky použití, skladování, dopravy a likvidace: Skladujte v suchu, při teplotě 5–25 °C, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Po otevření spotřebujte do 12 měsíců, poté zlikvidujte. Výrobek je možné zlikvidovat nařazením vodou a spláchnutím do odpadu.



ALPHA

ActiveGel 40 / 125 ml

Před použitím zdravotnické pomůcky ActiveGel si pozorně přečítajte tento návod na použití.

Poznámky: Návod na použitie ActiveGel je potrebné považovať za súčasť zdravotníckej pomôcky. Tento návod na použitie je potrebné uchovávať počas celej doby použiteľnosti zdravotníckej pomôcky ActiveGel.

Popis zdravotníckej pomôcky / účel určenia: Zdravotnícka pomôcka ActiveGel je určená na liečbu a zmiernenie bolesti chrbta, neuralgie a bolesti spojenej s degeneratívnym ochorením kĺbov. Včasná masáž s využitím zdravotníckej pomôcky ActiveGel môže tiež preventívne zabrániť zhoršeniu príznakov. Zdravotnícka pomôcka ActiveGel je určená pre širokú škálu užívateľov bez akýchkoľvek zvláštnych obmedzení, pokiaľ ide o dĺžku používania.

Popis mechanizmu účinku ActiveGel, vlastnosti z hľadiska účinnosti a očakávaných klinických prínosov: Zdravotnícka pomôcka ActiveGel má vďaka svojej viskozite a hustote vhodné kľúčové vlastnosti. Tieto parametre zabezpečujú optimálny prenos sily počas masáže a tak zaručujú jej vysokú účinnosť. Vďaka tomu je docieľené zmiernenie bolesti. Viskozita a hustota zdravotníckej pomôcky ActiveGel sú vhodne zvolené podľa typu, oblasti a požadovanej minimálnej dĺžky masáže bolestivej oblasti. Masáž by sa mala vykonávať až do prvých znakov vstrebania a vymiznutia gélu. Masáž vykonávaná zdravotníckou pomôckou ActiveGel má tiež svalovo relaxačný účinok, ktorý takisto zmiernuje bolesť chrbtice a chrbta.

Fyzikálne vlastnosti ActiveGel zabezpečujú terapeutický účinok. Gél obsahuje základné látky na báze vody, alkoholu, mentolu, ricínového oleja, gelotvorné prísady a extrakt z klinčeka. Jeho jedinečné chemické zloženie určuje viskozitu a hustotu gélu, čím zabezpečuje dostatočnú klzavosť počas masáže. Obsah klinčeka poskytuje ďalší efekt v podobe príjemnej a relaxačnej vône.

Spôsob použitia: Gél je určený na vonkajšie použitie. Naneste primerané množstvo gélu na dľaň, v závislosti od veľkosti masírovanej oblasti. Gél vmasírujte do pokožky, až kým sa nevstrebe, niekoľkokrát denne. Najlepšie je masírovať striedavými kruhovými a dopredu-dozadu pohybmi. Po vymiznutí príznakov môžete gél používať ešte niekoľko dní.

POZNÁMKA: Použitie ActiveGel chráni pokožku pred odreninami a inými poškodeniami, ktoré môžu nastať počas masáže bez použitia lubrikantov.

Kontraindikácie: Alergia na niektorú zo zložiek. Neaplikujte na rany alebo poškodenú pokožku. Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Upozornenie: Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa vyskytnú akékoľvek komplikácie, poraďte sa so svojím lekárom. Neaplikujte na oči ani sliznice. Pri používaní ActiveGel neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky, ako sú alergie, zvýšená bolesť atď. Miernе podráždenie kože (svrbenie) u hypersenzitívnych osôb nie je dôvodom na obavy. Akékoľvek závažné nehody súvisiace so zdravotníckou pomocou je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu (www.sukl.sk).

Podmienky používania, skladovania, prepravy a likvidácie: Skladujte na suchom mieste pri teplote 5–25 °C, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti. Po otvorení spotrebujte do 12 mesiacov, potom zlikvidujte. Produkt je možné zlikvidovať zriadením s vodou a spláchnutím do kanalizácie.

Složení/Zloženie:

Aqua, Alcohol Denat., Diethyl Phtalate, T-Butyl Alcohol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthol, Dimethyl Isosorbide, Glycerin, Triethanolamine, Camphor, Mannitol, Ethylhexylglycerin, Microcrystalline Cellulose, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Propylene Glycol, PVM/MA Copolymer, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxypropyl Methylcellulose, Methylparaben, Sodium Sulfate, Propylparaben, Parfum*, C177491, C177891, C142090.









Balení/Balenie:

Tuba 40 / 125 ml

Výrobce/Výrobca:

ALPA, a.s., Hornoměstská 378, 594 01 Velké Meziříčí, Česká republika
www.alpa.cz | alpa@alpa.cz | tel.: +420 566 521 401

Vysvětlení použitých symbolů / Vysvetlenie použitých symbolov:

	Výrobce Výrobca		Čtěte návod k použití Čítajte návod na použitie
	Číslo výrobní dávky Číslo výrobnjej dávky		Datum expirace Dátum expirácie
	Chránit před slunečním zářením Chrániť pred slnečným žiarením		Po otevření použijte do 12 měsíců Po otvorení použít' do 12 mesiacov
	Omezení teploty při skladování a přepravě Obmedzenie teploty pri skladovaní a preprave		Zdravotnický prostředek Zdravotnícka pomôčka

Návod k použití / Návod na použitie, rev. CZ/SK_1,
datum / dátum: 01.04.2026

*Parfum: Eugenol, Beta-Caryophyllene, Cinnamal, Camphor, Carvone, Eugenia Caryophyllus Oil, Eucalyptus Globulus Oil, Eugenyl Acetate, Linalool, Citral, Pinene, Limonene, Geraniol, Anethole, Isoeugenol, Alpha-Terpinene, Benzaldehyde, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Cinnamomum Cassia Leaf Oil, Citronellol, Citrus Aurantium Peel Oil, Coumarin, Geranyl Acetate, Lavandula Oil/Extract, Linalyl Acetate, Terpineol, Terpinolene, Turpentine.